

Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores



KS 130 basic

Pequeño agitador bajo en ruido y sin desgaste con una técnica de vibración ideal, para un peso máximo de agitación de hasta 2 kg.

- Regulación electrónica de la velocidad y del temporizador
- Indicador LED para la velocidad y la configuración de tiempo
- Gran selección de plataformas para diferentes tamaños y formas de recipiente
- Plataformas no incluidas en el suministro; véase la plataforma correspondiente

Accesorios: STICKMAX, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, AS 2.1 Pinza de fijación, AS 2.2 Pinza de fijación, AS 2.3 Pinza de fijación, AS 2.4 Pinza de fijación, AS 130.1 Universal attachment, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, AS 130.2 Soporte para pinzas de fijación, AS 130.3 Plataforma para placas, AS 130.4 Plataforma para tubos de ensayo, H 11 Cable de alimentación USA, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, AS 2.5 Pinza de fijación

Información Técnica

Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	4
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	2.0
Potencia del consumo del motor [W]	45
Potencia del suministro del motor [W]	10
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	80
Rango de velocidad [rpm]	0 - 800
Indicador de velocidad	línea del LED
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	línea del LED
Rango del ajuste del tiempo [min]	5 - 50
Modo de operación	contador de tiempo y operación continua
Cerradura de la tabla agitadora	no
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	270 x 98 x 316
Peso [kg]	8.8
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	no
Potencia análoga	no
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45

No. ref. 0002980001