

Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores



KS 130 control

Pequeño agitador bajo en ruido y sin desgaste con una técnica de vibración ideal, para un peso máximo de agitación de hasta 2 kg.

- Indicador digital de la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Temporizador electrónico 0 - 9 h 59 min o funcionamiento continuo (

Accesorios: STICKMAX, AS 130.1 Universal attachment, AS 2.1 Pinza de fijación, AS 2.2 Pinza de fijación, AS 2.3 Pinza de fijación, AS 2.4 Pinza de fijación, AS 2.5 Pinza de fijación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, PC 1.5 Cable, labworldsoft®, AS 130.2 Soporte para pinzas de fijación, AS 130.3 Plataforma para placas, AS 130.4 Plataforma para tubos de ensayo, H 11 Cable de alimentación USA, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación enchufe CH

Información Técnica	
Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	4
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	2.0
Potencia del consumo del motor [W]	45
Potencia del suministro del motor [W]	10
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	80
Rango de velocidad [rpm]	0 - 800
Indicador de velocidad	LCD
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	LCD
Rango del ajuste del tiempo [min]	1 - 599
Modo de operación	contador de tiempo y operación continua
Cerradura de la tabla agitadora	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	270 x 98 x 316
Peso [kg]	9.8
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	sí
Potencia análoga	sí
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45
No. ref.	0002980101