

Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores



KS 260 control, adicionalmente con

Indicador digital de la velocidad, la función de temporizador y el modo de funcionamiento

- Temporizador electrónico 0 - 9 h 59 min o funcionamiento continuo (

Accesorios: STICKMAX, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, AS 2.3 Pinza de fijación, AS 2.4 Pinza de fijación, AS 2.5 Pinza de fijación, AS 260.3 Plataforma para placas, labworldsoft®, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, AS 260.1 Universal attachment, PC 1.5 Cable, AS 260.2 Soporte para pinzas de fijación, AS 260.5 Plataforma para embudo de decantación, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación USA , AS 2.1 Pinza de fijación , AS 2.2 Pinza de fijación

Información Técnica

Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	10
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	7.5
Potencia del consumo del motor [W]	45
Potencia del suministro del motor [W]	10
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad mín. (ajustable) [rpm]	10
Rango de velocidad [rpm]	0 - 500
Indicador de velocidad	LCD
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	LCD
Rango del ajuste del tiempo [min]	1 - 599
Modo de operación	contador de tiempo y operación continua
Cerradura de la tabla agitadora	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	360 x 98 x 420
Peso [kg]	8.8
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 50
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de RS 232	sí
Potencia análoga	sí
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45

No. ref. 2980301